

## Operační plášť BARRIER®

## ULTIMATE

### NOVINKA!

- Materiál SMS s vysokou schopností odpuzovat tekutiny a s pokročilou úrovní ochrany
- Úprava zvyšující schopnost odpuzovat tekutiny s nízkým povrchovým napětím
- Velmi měkký a prodyšný materiál pro maximální pohodlí
- Ergonomické provedení zajišťuje pohodlí a volnost pohybu
- Vhodný pro všechny zákroky



- Sklady na ramenou umožňují volnost pohybu horní části těla



- Rukávy směřující dopředu odpovídají přirozené pracovní pozici a umožňují tak pohodlí a volnost pohybu



- Dlouhý rukáv zvyšuje volnost pohybu a snižuje riziko sklouznutí rukavice



### BARRIER® Vám pomůže zajistit lepší péči pro více pacientů

Všechny výrobky BARRIER společnosti Mölnlycke Health Care jsou vyrobeny tak, aby poskytovaly optimální kombinaci ochrany, funkčnosti a pohodlí. Součástí našich inovačních řešení zaměřených na konkrétní výkony jsou logistické výhody, odborná školení a podpora. Tyto prvky společně vedou k řadě výhod - k úspoře času, práce a nákladů a díky tomu můžete zajistit lepší péči pro více pacientů.

## Standardní provedení



Č. výr.	Popis	Velikost	Bal/Kar.
680102	OP SP, dva rukávky, krepový papír	L 121 cm	18/36
680103	OP SP, dva rukávky, krepový papír	L-L 137 cm	16/32
680104	OP SP, dva rukávky, krepový papír	XL 132 cm	16/32
680105	OP SP, dva rukávky, krepový papír	XL-L 148 cm	16/32
680106	OP SP, dva rukávky, krepový papír	XXL-L 147 cm	14/28

## Nadstandardní provedení



Č. výr.	Popis	Velikost	Bal/Kar.
690102	OP HP, dva rukávky, krepový papír	L 121 cm	16/32
690103	OP HP, dva rukávky, krepový papír	L-L 137 cm	14/28
690104	OP HP, dva rukávky, krepový papír	XL 132 cm	14/28
690105	OP HP, dva rukávky, krepový papír	XL-L 148 cm	14/28
690106	OP HP, dva rukávky, krepový papír	XXL-L 147 cm	12/24
690107	OP HP, dva rukávky, krepový papír	XXL-XL 167 cm	12/24

- Nepropustné zesílení rukávu sahající vysoko nad loket minimalizující riziko průniku tekutin
- Ultrazvukově svařované rukávky zvyšují schopnost odpuzovat kapaliny
- Absorbující a měkký pro pocit pohodlí

**OP** = Operační plášť

**SP** = Standardní provedení (Standard Performance)

**HP** = Nadstandardní provedení (High Performance)

- Nepropustné zesílení předního dílu, které minimalizuje riziko průniku tekutin
- Prodyšný pro větší pohodlí

Materiál plášťů	Tělo a rukávky pláště Zesílený přední díl Zesílený rukáv	Netkaná polypropylénová vlákna Polyetylénná vrstva (prodyšná) Polyetylénná vrstva, viskóza/polyester
Klasifikace výrobku	Splňuje požadavky normy EN 13795 na standardní provedení, AAMI úrovně 3, EN 13795 na nadstandardní provedení a AAMI úrovně 3	
Obal	Jednotlivě balené pláště dodávané v systému dvou krabic, jenž zajišťuje ochranu proti prachu, vlhkosti a poškození při přepravě, manipulaci a skladování.	
Prostředí	V Mölnlycke Health Care se dlouhodobě snažíme o to, aby naše činnost měla co nejmenší dopad na životní prostředí, aniž by se to negativně odrazilo na efektivitu a spolehlivost našich výrobků a služeb. Počínání ohleduplné k životnímu prostředí je prioritou pro výrobu a všechny naše provozy na světě.	

