




- Dlouhé rukávy omezují pohyb manžet a pomáhají tak udržovat sterilitu
- Velkoryse řešené velikosti, které dobře padnou

## Operační plášť BARRIER® – Universal

- velkoryse řešené velikosti, které dobře padnou
- vhodný pro výkony se středním až vysokým výskytem tekutin
- dlouhé rukávy omezující pohyb manžet
- dostupný v provedení SP a HP<sup>1</sup>

Standardní provedení	Č. výr.	Popis	Velikost	Délka	Šířka	Bal./Kar.
	93000621	OP SP, dva ručníky, krepový papír	L	127 cm	152 cm	-/26
	93000622	OP SP, dva ručníky, krepový papír	LL	142 cm	152 cm	-/26
	93000623	OP SP, dva ručníky, krepový papír	XL	137 cm	171 cm	-/26
	93000624	OP SP, dva ručníky, krepový papír	XL-L	152 cm	171 cm	-/24
	93000625	OP SP, dva ručníky, krepový papír	XXL-L	167 cm	180 cm	-/22

**OP** = Operační plášť **SP** = Standardní provedení (Standard Performance)

- Ultrazvukově svařované rukávy zvyšují schopnost odpuzovat tekutiny

Nadstandardní provedení	Č. výr.	Popis	Velikost	Délka	Width	Bal./Kar.
	93000721	OP HP, dva ručníky, krepový papír	L	127 cm	152 cm	-/24
	93000722	OP HP, dva ručníky, krepový papír	LL	142 cm	152 cm	-/24
	93000723	OP HP, dva ručníky, krepový papír	XL	137 cm	171 cm	-/24
	93000724	OP HP, dva ručníky, krepový papír	XL-L	152 cm	171 cm	-/22
	93000725	OP HP, dva ručníky, krepový papír	XXL-L	167 cm	180 cm	-/20

**OP** = Operační plášť **HP** = Nadstandardní provedení (High Performance)

- Nepropustné zesílení předního dílu, které minimalizuje riziko průniku tekutin
- Ultrazvukově svařované rukávy zvyšují schopnost odpuzovat tekutiny
- Měkká vrstva pro větší pohodlí



<b>Materiál pláště</b>	Tělo a rukávy pláště: Netkaná polypropylénová vlákna Zesílený přední díl: Polyetylénská vrstva, polyester. Zesílený rukáv: Polyetylénská vrstva, polyester.
<b>Klasifikace výrobku</b>	Standardní provedení: evropská norma EN 13795:2011 Standard Performance a ANSI/AAMI PB:70:2012 úroveň 3 Nadstandardní provedení: evropská norma EN 13795:2011 High Performance a ANSI/AAMI PB70:2012 úroveň 3. <sup>1,2</sup>
<b>Obal</b>	Jednotlivě balené pláště dodávané v ochranném obalu a transportní krabici, jenž zajišťují ochranu proti prachu, vlhkosti a poškození při přepravě, manipulaci a skladování.
<b>Životní prostředí</b>	V Mölnlycke Health Care se dlouhodobě snažíme o to, aby naše činnost měla co nejmenší dopad na životní prostředí, aniž by se to negativně odrazilo na efektivitu a spolehlivost našich výrobků a služeb. Počínání ohleduplné k životnímu prostředí je prioritou pro výrobu a všechny naše provozy na světě.

#### Odkazy

1. Evropská norma EN 13795:2011 - Operační, roušky, pláště a oblečení do čistých prostor používané jako ZP pro pacienty, zdravotnický personál a vybavení - Obecné požadavky pro výrobce, zpracovatele a výrobky, testovací metody, požadavky na vlastnosti a provedení. 2. ANSI/AAMI PB70:2012 Klasifikace a vlastnosti při styku s kapalinami pro ochranné oblečení a roušky používané ve zdravotnických zařízeních.

Více informací naleznete na [www.molnlycke.cz](http://www.molnlycke.cz)

Mölnlycke Health Care, s.r.o., Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3. Tel. 221 890 511.

Název a logo Mölnlycke Health Care a ochranná známka BARRIER® jsou celosvětově registrovány pro jednu nebo více společností ze skupiny Mölnlycke Health Care. © 2015. Mölnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena. CZSU0050915

