

# Operační ústenky BARRIER® Extra protection



Čtyřvrstvé operační ústenky odolné proti potřísnění nabízí zvýšenou úroveň ochrany zejména při zákrocích, kde dochází k velkým ztrátám tekutin.

- Čtyřvrstvé provedení odolné proti potřísnění
- Účinnost bakteriální filtrace 98 %
- Gumičky za uši
- Vázací tkanice
- K dispozici v široké škále provedení a s doplňkovými prvky, jako je ochrana proti zamlžení, štíty, výztuž ve tvaru misky apod.
- Navrženo pro vysokou míru pohodlí a nízký dechový odpor
- Splňuje požadavky normy EN14683:2019 + AC:2019 na operační ústenky

## Operační ústenky Extra protection



Ref. č. 658391



Ref. č. 4224



Ref. č. 4232



Ref. č. 4234



Ref. č. 4236



Ref. č. 4267



Ref. č. 4313



Ref. č. 4315

Ref. č.	Typ	Zavazovací	Gumičky za uši	Ochrana proti zamížení	Štít	Odolné proti potřísnění	Tvar misky Zavazovací	Tvar misky Gumičky za uši	Antireflexní Gumičky za uši	Antireflexní Zavazovací	Bal./karton	Barva
658391	R	•				•	•				50/300	○
4224	R		•	•		•					50/300	●
4232	R	•		•	•	•					25/100	●
4234	R	•		•		•					50/300	●
4236	R	•		•		•					50/300	●
4267	R		•	•	•	•					25/100	●
4313	R	•				•					50/600	●
4315	R		•			•					50/600	●

Další informace najdete na stránkách [www.molnlycke.cz](http://www.molnlycke.cz)

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha 3. tel. +420221890511.  
Ochranné známky, názvy a loga Mölnlycke a BARRIER jsou celosvětově registrované alespoň jednou ze společností skupiny Mölnlycke Health Care. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena. CZSU0600121