

# Operační ústenky BARRIER® Special



Pohodlné operační ústenky určené k ochraně pacienta i zdravotnického personálu před přenosem mikroorganismů, tělesných tekutin a pevných částic.

- Nízký dechový odpor
- Účinnost bakteriální filtrace 98 %
- Gumičky za uši
- Vázací tkanice
- Široká nabídka různých provedení a doplňkových prvků: k dispozici jsou například různé barvy, ochrana proti zamlžení, štíty, výztuž ve tvaru misky na omezení kontaktu s ústy atd.
- Navrženo pro vysokou míru pohodlí a nízký dechový odpor
- Splňuje požadavky normy EN14683:2019 + AC:2019 na operační ústenky

## Operační ústenky Special



Ref. č. 657100



Ref. č. 658000



Ref. č. 658010



Ref. č. 658200



Ref. č. 658300



Ref. č. 4231



Ref. č. 4238



Ref. č. 428801

Ref. č.	Typ	Zavazovací	Gumíčky za uši	Ochrana proti zamlžení	Štít	Tvar misky Zavazovací	Tvar misky Gumíčky za uši	Antireflexní Gumíčky za uši	Antireflexní Zavazovací	Bal./karton	Barva
657100		•								60/360	●
658000		•				•				60/360	●
658010		•		•		•				50/300	●
658200			•				•			50/300	●
658300		•				•				50/300	○
4231		•		•						60/360	●
4238		•		•						60/360	●
428801		•		•						50/300	●

Další informace najdete na stránkách [www.molnlycke.cz](http://www.molnlycke.cz)

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha 3. tel. +420221890511.  
Ochranné známky, názvy a loga Mölnlycke a BARRIER jsou celosvětově registrované alespoň jednou ze společností skupiny Mölnlycke Health Care. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena. CZSU0590121