

Operační ústenky BARRIER® Standard



Pohodlné operační ústenky určené ke snížení přenosu bakterií a částeczek ze zdravotnického personálu na pacienta.

- Účinnost bakteriální filtrace > 98 %
- Nízký dechový odpor
- Gumičky za uši
- Vázací tkanice
- Splňuje požadavky normy EN 14683:2019 + AC:2019 na operační ústenky

Operační ústenky Standard



Ref. č. 657000



Ref. č. 657200



Ref. č. 4228



Ref. č. 4230



Ref. č. 4237



Ref. č. 4239



Ref. č. 4301/4311



Ref. č. 4302/4312



Ref. č. 4330



Ref. č. 4334



Ref. č. 42270



Ref. č. 42280/42290



Ref. č. 428901



Ref. č.	Typ	Zavazovací	Gumičky za uši	Ochrana proti zamlžení	Štít	Tvar misky Zavazovací	Tvar misky Gumičky za uši	Antireflexní Gumičky za uši	Antireflexní Zavazovací	Bal./karton	Barva
657000		•								60/360	●
657200			•							50/300	●
4228			•							50/300	●
4230		•								60/360	●
4237		•								50/300	✿
4239		•								60/360	●
4301			•							50/600	●
4311			•							50/600	●
4302		•								50/600	●
4312		•								50/600	●
4330		•								50/600	●
4334			•							50/600	●
42270			•							50/300	●
42280		•								60/360	●
42290		•								60/360	●
412801			•							50/1000	●
428901		•								50/300	●

Další informace najdete na stránkách www.molnlycke.cz

Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 22, 130 00 Praha 3. tel. +420221890511.
Ochranné známky, názvy a loga Mölnlycke a BARRIER jsou celosvětově registrované alespoň jednou ze společností skupiny Mölnlycke Health Care. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Všechna práva vyhrazena. CZSU0580121

